

Pracownia Markerów Nowotworowych

Centrum Onkologii – Instytut, im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Nr Rejestru KIDL 2598

Tel.: 22 546 22 40; e-mail: sekretariatzm@coi.pl

Zasady dotyczące przygotowania pacjenta, pobierania i transportu materiału biologicznego do Pracowni Markerów Nowotworowych

Zasady przygotowania pacjenta i pobrania materiału do badań:

1. W warunkach standardowych krew pobiera się w godzinach rannych, jednak dopuszcza się odstępstwa od tych wymagań w zależności od potrzeb klinicznych.
2. Dopuszcza się spożycie lekkiego, beztłuszczowego posiłku.
3. Krew do badań laboratoryjnych wykonywanych w Pracowni Markerów Nowotworowych pobiera się metodą próżniową.
4. Materiał przed przekazaniem należy odwirować, a surowicę odpowiednio opisać (tj. imieniem i nazwiskiem pacjenta).
5. Za prawidłowe oznakowanie próbówki odpowiada jednostka zlecająca badanie.

Zasady Transportu:

1. Materiał do badań powinien być odpowiednio zabezpieczony tj. szczelnie zamknięty i umieszczony w opakowaniu zbiorczym opisanym jako „**MATERIAŁ ZAKAŻNY**”.
2. Temperatura w trakcie transportu **nie może przekraczać +26°C** (w razie potrzeby należy zastosować wkłady chłodzące) **i być niższa niż +4°C**.
3. Wraz z materiałem do badań powinny być dostarczane skierowania na badania laboratoryjne.

Informacje wymagane na skierowaniu:

- 1) pieczętka nagłówkowa jednostki/komórki organizacyjnej zlecającej badanie,
- 2) nazwisko i imię pacjenta,
- 3) PESEL,
- 4) rodzaj materiału,
- 5) wykaz zleconych badań.

Szczegółowe informacje dotyczące np. wykazu badań wykonywanych w PMN oraz wzory skierowań dostępne są na stronie: www.coi.pl (w zakładce dla lekarzy).

W przypadku uszkodzenia próbówki z materiałem biologicznym Pracownia Markerów Nowotworowych ma prawo odmówić przyjęcia i wykonania badania.

Osoby transportujące materiał do badań są zobowiązane do przestrzegania warunków, w jakich jest on przewożony, zgodnie z wymogami Pracowni Markerów Nowotworowych.